

UROMED

KATHETERVENTIL UNIVERSAL

REF 1500/1501/1505

Harnlassen auf Knopfdruck.
Das bedeutet kontaminationsfreie
Bedienung und gezieltes Blasen-
training.

*To urinate at the touch of a button.
This means use free of contamination
and methodical bladder training.*

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung

- eine Kontamination durch
permanentes Einsetzen und Lösen
eines Katheterstopfens entfällt
- einhändig bedienbar
- leichtgängige Druckmechanik
- großlumig für schnelle Entleerung
- selbsttätiges Schließen nach
Loslassen des Druckknopfes
- spezieller Tropfenabriss
- sehr leicht (10 g)
- körperfreundliche Form
- Daueröffnung mit integriertem
Schieber
- zuverlässiges und schnelles Adap-
tieren eines CYSTOBAG Urinbeutels
ohne Manipulation am Katheter

Catheter Valve to control the emptying of the urinary bladder

- any contamination because of
permanent insertion and removal of
a catheter plug will be avoided
- one-handed use
- smooth pressing mechanism
- wide lumen for fast emptying
- automatic closing after release
of the push button
- special drop stop
- very light (10 g)
- contoured shape
- permanent opening with integrated
pusher
- safe and fast adapting of a
CYSTOBAG urine bag without
manipulating the catheter



REF 1500

Katheterventil universal
catheter valve universal



REF 1505

Katheterventil-Adapter für Urinbeutel
flexibel, mit Bajonett-Verschluss
*catheter valve adapter for urine bags
flexible, with bayonet lock*



REF 1501

Katheterventil universal mit Adapter
catheter valve universal with adapter

REF REF	PZN PZN
1500	04741874
1501	07198560
1505	07198577

Hilfsmittelkatalog: 15.25.16.0017

Verpackung: steril
Original-Karton: 5 Stück

Packing: sterile
Original carton: 5 pieces