





ergocar flex – Gerätewagen Technische Daten

Maße – ergocar flex hoch



ergocar flex – Gerätewagen Technische Daten

Maße – ergocar flex niedrig



ergocar flex – Gerätewagen Technische Daten

Gerätewagen		ergocar flex	
Belastbarkeit/Tragkraft		Basisgestell, gesamt: 80 kg statisch, 60 kg dynamisch	
		Ablageboden: 20 kg (Flächenlast)	
		Schubfach: 4 kg	
Elemente können flexibel angebracht werden			
Abmessungen			
Breite		660 mm	
Tiefe		680 mm	
Höhe		930 mm (niedrig) 1190 mm (hoch, ohne Monitor)	
Ablagefläche Bord (B x T)		495 x 400 mm	
Monitorhalterungen			
Befestigung		VESA 75 x 75 / 100 x 100	
Monitorgewicht		15 kg max. (Einzelhalterung) / 2x 7,5 kg max. (Doppelhalterung)	
Monitorgröße Doppelmonitor-Halterung		bis 24"	
Trenntransformator			
Spannung		Versionen für 115 V / 230 V	
Leistung		920 VA / 1150 VA / 1380 VA / 3000 VA	
Sicherheit		gemäß IEC 60601	
Erweiterungen/Zubehör			
Vielfältige Erweiterungen, Optionen, Zubehörteile usw. erhältlich		auf Anfrage	
Maße und Gewichte			
ergocar flex (niedrig)		ergocar flex (hoch)	
Breite: 660 mm		Breite: 660 mm	
Tiefe: 680 mm		Tiefe: 680 mm	
Höhe: 930 mm		Höhe: 1190 mm (ohne Monitor)	
Gewicht: ca. 38 kg		Gewicht: ca. 57 kg	
ergocar flex mit Verpackung (mit Palette)		ergocar flex mit Verpackung (mit Palette)	
Länge: 1000 mm		Länge: 1000 mm	
Breite: 750 mm		Breite: 750 mm	
Höhe: 1150 mm		Höhe: 1400 mm	
Gewicht: ca. 56 kg		Gewicht: ca. 77 kg	