


ergoselect 100 – Technische Daten

Maße



ergoselect 100 – Technische Daten

Ergometer		ergoselect 100
Bremssystem		computergesteuerte Wirbelstrombremse
Belastung		6 – 999 Watt, drehzahlunabhängig
Genauigkeit		gemäß DIN VDE 0750-238
Drehzahlbereich		30 – 130 U/min
Lenkerverstellung		Neigung 360°
Sitzhöhenverstellung		stufenlos mechanisch
Patientengröße		für Körpergröße ca. 120 cm – 210 cm
Patientengewicht (max.)		160 kg
Bedieneinheit		
Anzeige / Patientenanzeige		Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, SpO2 (optional), Herzfrequenz (LCD) / Drehzahl (LED)
Tastatur		Folientastatur
Ergometrie-Programme		
frei programmierbar		10
feste Stufenprogramme (WHO, Hollmann etc.)		5
manuelle Lasteinstellung		●
Trainingsprogramme		
verschiedene Trainingsprogramme		●
vordefinierte Leistungstests		●
Erweiterungen		
automatische Blutdruckmessung		○
Messung Sauerstoffsättigung		○
Schnittstellen		
digital (RS-232, USB) / analog (Soll-Last) / Fernstart		● / ○ / ○
Maße und Gewichte		
Ergometer		Ergometer mit Verpackung
Länge: 90 cm		Länge: 107 cm
Breite: 42 cm (Lenkerbreite ca. 53,5 cm)		Breite: 60 cm
Höhe: 135 cm		Höhe: 146 cm
Gewicht: ca. 74,5 kg		Gewicht: ca. 92,5 kg
Sonstiges		
Stromversorgung		100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA max.

● Standard ○ Option