

ergoselect 4 small patients – Technische Daten

Maße



ergoselect 4 small patients – Technische Daten

Ergometer		ergoselect 4 small patients	
Bremsystem		computergesteuerte Wirbelstrombremse	
Antrieb		spezielle 2-stufige Riemen-Technologie (schlupffrei, verschleißarm)	
Belastung		6 – 999 Watt, drehzahlunabhängig	
Genauigkeit		gemäß DIN VDE 0750-238	
Drehzahlbereich		30 – 130 U/min	
Lenkerverstellung		Neigung 360° ● / Lenkerhöhe mit Motor ●	
Sitzhöhenverstellung		stufenlos mechanisch ●	
Patientengröße		für Körpergröße ca. 100 cm – 160 cm	
Patientengewicht (max.)		100 kg ●	
Bedieneinheit	M (Fernbedienung)	T (Farb-Touch)	
Anzeige, numerisch	Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, Herzfrequenz (LCD)	7" Farbdisplay	
Anzeige, grafisch (z. B. Last-,Pulskurve)	—	●	
Patientenanzeige	Drehzahl		
Tastatur	—	Touch-Tastatur	
Ergometrie-Programme			
frei programmierbar	—	10	
manuelle Lasteinstellung	—	●	
Trainingsprogramme			
frei programmierbar	—	10	
vordefinierte Leistungstests	—	3	
Erweiterungen			
automatische Blutdruckmessung	○	○	
Messung Sauerstoffsättigung	—	○	
HF-Empfänger	—	○	
Schnittstellen			
digital (RS-232, USB)/Bluetooth/WLAN		● / ○ / ○	
Maße und Gewichte			
Ergometer		Ergometer mit Verpackung	
Länge:	105 cm	Länge:	116 cm
Breite:	49 cm (Lenkerbreite ca. 53 cm)	Breite:	60 cm
Höhe:	114 – 151,5 cm	Höhe:	148 cm
Gewicht:	ca. 66 kg	Gewicht:	ca. 80 kg
Sonstiges			
Stromversorgung		100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 140 VA max.	

● Standard ○ Option