


ergoselect 4 – Technische Daten

Maße



ergoselect 4 – Technische Daten

Sitz-Ergometer		ergoselect 4	
Bremssystem	computergesteuerte Wirbelstrombremse		
Antrieb	spezielle 2-stufige Riemen-Technologie (schlupffrei, verschleißarm)		
Belastung	6 – 999 Watt, drehzahlunabhängig		
Genauigkeit	gemäß DIN VDE 0750-238		
Drehzahlbereich	30 – 130 U/min		
Lenkerverstellung	Neigung 355° ● / Lenkerhöhe mit Motor ○		
Sitzhöhenverstellung	stufenlos mechanisch ● / mit Motor (inkl. Patient) ○		
Patientengröße	für Körpergröße ca. 120 cm – 210 cm		
Patientengewicht (max.)	160 kg ● / 200 kg ○		
(Für das höhere zulässige Patientengewicht von 200 kg ist die Sitzhöhenverstellung mit Motor erforderlich)			
Bedieneinheit	M (Fernbedienung)	T (Farb-Touch)	
Anzeige, numerisch	LCD	7" Farbdisplay	
Anzeige, grafisch (z. B. Last-, Pulskurve)	—	●	
Patientenanzeige	Drehzahl, Sattelhöhe (bei Option Sattelmotor)		
Tastatur	—	Touch-Tastatur	
Ergometrie-Programme			
frei programmierbar	—	10	
manuelle Lasteinstellung	—	●	
Trainingsprogramme			
frei programmierbar	—	10	
vordefinierte Leistungstests	—	3	
Erweiterungen			
automatische Blutdruckmessung	○	○	
Messung Sauerstoffsättigung	—	○	
HF-Empfänger	—	○	
Schnittstellen			
digital (RS-232, USB)/Bluetooth/WLAN	● / ○ / ○		
Maße und Gewichte			
Ergometer	Ergometer mit Verpackung		
Länge: 105 cm	Länge: 116 cm		
Breite: 49 cm (Lenkerbreite ca. 53 cm)	Breite: 60 cm		
Höhe: 127 cm (114 – 140 cm mit elektrisch verstellbarem Lenker)	Höhe: 148 cm		
Gewicht: ca. 66 kg	Gewicht: ca. 80 kg		
Sonstiges			
Stromversorgung	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA max. (max. 140 VA bei Ergometern mit Lenkermotor)		
● Standard ○ Option			

● Standard ○ Option