


ergoselect 5 – Technische Daten

Maße



ergoselect 5 – Technische Daten

Ergometer		ergoselect 5	
Bremssystem		computergesteuerte Wirbelstrombremse	
Antrieb		spezielle 2-stufige Riemen-Technologie (schlupffrei, verschleißarm)	
Belastung		6 – 999 Watt, drehzahlunabhängig	
Genauigkeit		gemäß DIN VDE 0750-238	
Drehzahlbereich		30 – 130 U/min	
Lenkerverstellung		Neigung 355° ● / Lenkerhöhe mit Motor ○	
Sitzhöhenverstellung		stufenlos mechanisch ● / mit Motor (inkl. Patient) ○	
Patientengröße		für Körpergröße ca. 120 cm – 210 cm	
Patientengewicht (max.)		160 kg ● / 200 kg ○ (Für das höhere zulässige Patientengewicht von 200 kg ist die Sitzhöhenverstellung mit Motor erforderlich)	
Bedieneinheit		M (Fernbedienung)	T (Farb-Touch)
Anzeige, numerisch		LCD	7" Farbdisplay
Anzeige, grafisch (z. B. Last-, Pulskurve)		—	●
Patientenanzeige		Drehzahl, Sattelhöhe (bei Option Sattelmotor)	
Tastatur		—	Touch-Tastatur
Ergometrie-Programme			
frei programmierbar		—	10
manuelle Lasteinstellung		—	●
Trainingsprogramme			
frei programmierbar		—	10
vordefinierte Leistungstests		—	3
Erweiterungen			
automatische Blutdruckmessung		○	○
Messung Sauerstoffsättigung		—	○
HF-Empfänger		—	○
Schnittstellen		digital (RS-232, USB)/Bluetooth/WLAN ● / ○ / ○	
Maße und Gewichte			
Ergometer		Ergometer mit Verpackung	
Länge:	101 cm	Länge: 116 cm	
Breite:	49 cm (Lenkerbreite ca. 53 cm)	Breite: 60 cm	
Höhe:	127 cm (114 – 140 cm mit elektrisch verstellbarem Lenker)	Höhe: 148 cm	
Gewicht:	ca. 66 kg	Gewicht: ca. 80 kg	
Sonstiges			
Stromversorgung		100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA max. (max. 140 VA bei Ergometern mit Lenkermotor)	

● Standard ○ Option