

OBERKÖRPER



Breite Tiefe Höhe Gewicht
113 cm 150 cm 181 cm 79 kg

5120 Push Up / Pull Down		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer Start-/Endposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
11	Gurt	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
19	elektr. verstellbarer Sitz	✓	✓	-
2	zusätzl. Sitzkissen	Option	Option	Option
10	Kippschutzplatte	✓	✓	✓
24	Fußstütze	Option	Option	Option
45	Handschuhe mit Griffifixierung	Option	Option	Option
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: Push Up 54 kg / HD 109 kg Pull Down 63 kg / HD 152 kg				



Breite Tiefe Höhe Gewicht
112 cm 125 cm 137 cm 87 kg

5140 Chest Press		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
40	Bewegungsbegrenzer mit Startposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
19	elektr. verstellbarer Sitz	✓	✓	-
2	zusätzl. Sitzkissen	Option	Option	Option
24	Fußstütze	Option	Option	Option
45	Handschuhe mit Griffifixierung	Option	Option	Option
35	Multifunktionsgriffe	✓	✓	✓
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: 45 kg / je Seite HD 71 kg / je Seite				