


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
115 cm	103 cm	133 cm	85 kg

5110 Biceps / Triceps		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
19	elektr. verstellbarer Sitz	✓	✓	-
Max. Widerstand: Biceps 49 kg / Seite Triceps 39 kg / Seite				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
85 cm	98 cm	137 cm	69 kg

5125 Dip / Shrug		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer Start-/Endposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
19	elektr. verstellbare Sitzhöhe	✓	✓	-
24	Fußstütze	Option	Option	Option
2	zusätzl. Sitzkissen	Option	Option	Option
45	Handschuhe mit Griffifixierung	Option	Option	Option
Max. Widerstand: Dip 102 kg Shrug 92 kg				