


| Breite | Tiefe  | Höhe   | Gewicht |
|--------|--------|--------|---------|
| 86 cm  | 111 cm | 115 cm | 71 kg   |

| 5320<br>Back<br>Extension        |                               | 15,6" Touchdisplay |         | analoge Anzeige |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
|                                  |                               | MED                | Fitness | MED             |
| 54                               | Bodenbefestigung verstellbar  | ✓                  | ✓       | ✓               |
| 19                               | elektr. verstellbare Sitzhöhe | ✓                  | ✓       | -               |
| 11                               | Gurt                          | Option             | Option  | Option          |
| 2                                | zusätzliches Sitzkissen       | Option             | Option  | Option          |
| 26                               | Fußstütze                     | ✓                  | ✓       | ✓               |
| 23                               | höherer Endwiderstand HD      | -                  | Option  | -               |
| Max. Widerstand: 63 kg, HD 89 kg |                               |                    |         |                 |



| Breite | Tiefe  | Höhe   | Gewicht |
|--------|--------|--------|---------|
| 80 cm  | 125 cm | 126 cm | 59 kg   |

| 5330<br>Twist                    |                                   | 15,6" Touchdisplay |         | analoge Anzeige |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
|                                  |                                   | MED                | Fitness | MED             |
| 12                               | Doppelfunktion re+li              | ✓                  | ✓       | ✓               |
| 54                               | Bodenbefestigung verstellbar      | ✓                  | ✓       | ✓               |
| 29                               | Sensoranschluss für isometr. Test | ✓                  | ✓       | ✓               |
| 23                               | höherer Endwiderstand HD          | -                  | Option  | -               |
| Max. Widerstand: 27 kg, HD 51 kg |                                   |                    |         |                 |