



RUMPF



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
80 cm	125 cm	126 cm	63 kg

9330 Easy Access Twist		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
12	Doppelfunktion re+li	✓	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
33	einrastbarer Hebelarm	✓	✓	✓
43	umklappbare Polsterrollen	✓	✓	✓
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: 27 kg, HD 51 kg				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
141 cm	101 cm	129 cm	75 kg

5340 Twist Reha		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
12	Doppelfunktion re+li	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer Endposition	✓	✓	✓
51	verstellbare Startposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
	höhenverstellbares Rückenpolster	✓	✓	✓
14	Einstiegshilfe	✓	✓	✓
11	Gurt	Option	Option	Option
Max. Widerstand: 27 kg				