

BEINE



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
112 cm	125 cm	114 cm	86 kg

5510 Body Extension		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
40	Bewegungsbegrenzer mit Startposition	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
11	Gurt	✓	✓	✓
14	Einstiegshilfe (Handgriffe)	✓	✓	✓
41	Lösefunktion	✓	✓	✓
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: 63 kg, HD 115 kg				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
112 cm	157 cm	145 cm	104 kg

5530 Leg Extension/ Curl		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer Start-/Endposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
14	Einstiegshilfe (Handgriffe)	✓	✓	✓
11	Gurt	✓	✓	✓
31	Beingurte	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
15 18	elektr. verstellbare Rückenlehne/Hebelarme	✓	✓	-
48	manuell stufenlose Verstellung der Rückenlehne	-	-	✓
1	zusätzl. Rückenauflage	Option	Option	Option
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand Leg Extension 36 kg / Seite / HD 64 kg Leg curl 36 kg / Seite / HD 51 kg				