



BEINE



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
147 cm	123 cm	126 cm	73 kg

5520 Adduktion / Abduktion		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer Endposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
11	Gurt	Option	Option	Option
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
1	zusätzliches Rückenkissen	Option	Option	Option
2	zusätzliches Sitzkissen	Option	Option	Option
14	Einstiegshilfe	✓	✓	✓
Max. Widerstand: Adduktion 36 kg / je Seite Abduktion 45 kg / je Seite				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
99 cm	170 cm	135 cm	124 kg

5540 Leg Press		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
21	elektr. verstellbare Sitzposition	✓	✓	-
30	Knieüberdehnenschutz	✓	✓	✓
2	zusätzl. Sitzkissen	Option	Option	Option
14	Einstiegshilfe (Handgriffe)	✓	✓	✓
47	Fußgurte	✓	✓	✓
32	Sperrmechanismus	✓	✓	✓
38	Verbindungsplatte Hebelarme	Option	Option	Option
Max. Widerstand 135 kg / Seite				