



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
95 cm	222 cm	128 cm	107 kg

5546 Leg Press Incline		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
50	Verstellbare Fußplatte	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
57	Startpunkt Fußplatte	✓	✓	✓
53	elektr. verstellbare Rückenlehne und Schulterrollen	✓	✓	✓
14	Einstiegshilfe (Handgriffe)	✓	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓	Option
Max. Widerstand: Med 170 kg, Fitness 270 kg				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
94 cm	227 cm	159 cm	175 kg

5549 Leg Press CC		15,6" Touchdisplay	
		MED	Fitness
50	Verstellbare Fußplatte	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓
52	niedrige Einstiegshöhe	✓	✓
53	elektr. verstellbare Rückenlehne und Schulterrollen	✓	✓
16	elektr. verstellbare Startposition	✓	✓
14	Einstiegshilfe (Handgriffe)	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓
Max. Widerstand: 10-255 kg			