

HUR Easy Access Linie


rollstuhlgerechte Trainingsgeräte

Selbstständiges Training für Rollstuhlfahrer im eigenen Rollstuhl bis 79 cm Breite.
Mit analoger oder SmartTouch Steuerung erhältlich.
-Medizinprodukte-

OBERKÖPER



9120 EA Push Up / Pull down		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
49	Bodenplatte	✓	✓	✓
45	Handschuhe mit Griff- fixierung	Option	Option	Option
58	Pilzknöpfe	-	-	✓
11	Gurt	✓	✓	✓
5	verstellbarer EA Stuhl	Option	Option	Option
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand Push Up 54 kg / HD 100 kg Pull Down 63 kg / HD 152 kg				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
109 cm	127 cm	179 cm	73 kg

