



OBERKÖPER



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
107 cm	130 cm	116 cm	72 kg

9125 EA Dip/Shrug		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
49	Bodenplatte	✓	✓	✓
28	horizontal verstellbare Hebelarme	✓	✓	✓
45	Handschuhe mit Griff-fixierung	Option	Option	Option
58	Pilzknöpfe	-	-	✓
11	Gurt	✓	✓	✓
5	verstellbarer EA Stuhl	Option	Option	Option
Max. Widerstand Dip 102 kg Shrug 92 kg				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
116 cm	105 cm	126 cm	80 kg

9150 EA Lat Pull		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
49	Bodenplatte	✓	✓	✓
4	verstellbare Brustauflage	✓	✓	✓
41	Lösefunktion	✓	✓	✓
35	mehrere Griffmöglichkeiten	✓	✓	✓
32	Sperrmechanismus	✓	✓	✓
45	Handschuhe mit Griff-fixierung	Option	Option	Option
58	Pilzknöpfe	-	-	✓
5	verstellbarer EA Stuhl	Option	Option	Option
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: 27 kg / Seite, HD 36 kg				