

RUMPF



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
80 cm	125 cm	126 cm	63 kg

9330 EA Twist		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
12	Doppelfunktion re+li	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
33	einrastbarer Hebelarm	✓	✓	✓
43	umklappbare Polsterrollen	✓	✓	✓
58	Pilzknöpfe	-	-	✓
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: 27 kg, HD 51 kg				



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
85 cm	135 cm	171 cm	89 kg

9310 EA Abdomen/ Back		15,6" Touchdisplay		analoge Anzeige
		MED	Fitness	MED
13	Doppelfunktion	✓	✓	✓
39	Bewegungsbegrenzer Start-/Endposition	✓	✓	✓
29	Sensoranschluss für isometr. Test	✓	✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar	✓	✓	✓
42	umklappbare Rückenlehne	✓	✓	✓
58	Pilzknöpfe	-	-	✓
43	umklappbare Polsterrolle	✓	✓	✓
20	elektr. verstellbarer Sitz horizontal	✓	✓	-
19	elektr. Sitzhöhenverst.	✓	✓	✓
11	Gurt	✓	✓	✓
14	Einstieghilfe	✓	✓	✓
25	Fußstütze	✓	✓	✓
23	höherer Endwiderstand HD	-	Option	-
Max. Widerstand: Abdomen 63 kg, HD 89 kg Back 63 kg, HD 89 kg				