


HUR Multifunktions-Gerät 4X

- Multifunktionsgeräte mit vier bzw. fünf verschiedenen Trainingsoptionen für mehrere Muskelgruppen
- Geringer Platzbedarf
- Nur mit HUR SmartTouch Software und 15,6" Touchdisplay
- Manuelle Bedienung ohne Software möglich



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
100 cm	188 cm	132 cm	154 kg

STE8540 Hi5 4X Multifunktionsgerät		15,6" Touchdisplay	
		MED	Fitness
Multifunktion: Dip Shrug 39 Bewegungsbegrenzer 29 isometrisches Testen Leg Press 32 Sperrmechanismus 29 isometrisches Testen Assisted Squat			
54	Bodenbefestigung verstellbar.	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓
21	elektr. Sitzverstellung horizontal	✓	✓
14	Einstiegshilfe	✓	✓
47	Fußriemen	✓	✓
14	Einstiegshilfe (Handgriffe)	✓	✓
1	zusätzl. Rückenauflage	Option	Option
2	zusätzl. Sitzkissen	Option	Option
47	Fußschlaufen	✓	✓
Max. Widerstand:			
Dip		102 kg	
Shrug		92 kg	
Leg Press		135 kg / Seite	
Assisted Squat		112 kg	