


HUR Multifunktions-Gerät 5X



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
124 cm	185 cm	184 cm	144 kg

ST8530 Hi5 5X Multifunktionsgerät		15,6" Touchdisplay	
		MED	Fitness
Multifunktion: Chest Press 29 isometrisches Testen Leg Extension/Curl 39 Bewegungsbegrenzer 29 isometrisches Testen Push Up/Pull Down 39 Bewegungsbegrenzer 29 isometrisches Testen 7 stellbare Hebelarme LegExt/Curl		✓	✓
54	Bodenbefestigung verstellbar.	✓	✓
48	manuell verstellbare Rückenlehne	✓	✓
36	Nackenkissen	✓	✓
7	manuell verstellbare Hebelarme LegExt/Curl	✓	✓
35	mehrere Griffmöglichkeiten	✓	✓
11	Gurt	✓	✓
31	Beingurte	✓	✓
2	zusätzl. Sitzkissen	Option	Option
Max. Widerstand:			
Chest Press		54 kg / Seite	
Leg Extension/Curl		36 kg / Seite	
Push Up		54 kg	
Pull Down		63 kg	