

Körperanalysewaagen **TANITA** OFFICIAL PARTNER



Tanita MC 980 MA

Standardausstattung

- Multifrequenz-Körperanalysewaage / 5 Frequenzen
- Interaktives Touchscreen-Display
- Körperanalyse in 30 Sekunden
- Max. Wiegekapazität 300 kg
- Anzeigegenauigkeit 100 g
- Maße B 45 x T 49 x H 124 cm, Gewicht 33 kg
- Modulares System für einfachen Transport:
Das zusammensteckbare System kann in weniger als 5 Minuten aufgebaut werden.

Geeicht nach NAWI Klasse III und nach MDD Klasse IIa geprüft



Tanita MC 780 MA

Standardausstattung

- Multifrequenz-Körperanalysewaage / 3 Frequenzen
- Körperanalyse in 20 Sekunden
- Ganzkörper- und Segmentmessungen für jedes Bein, jeden Arm und den Rumpf
- Großes interaktives LCD Display
- SD-Kartenvorrichtung, HUR Software kompatibel
- Bluetooth-Adapter
- Druckerausgang USB-A für direkte Druckoptionen
- Max. Wiegekapazität 270 kg
- Maße B 36 x T 35 x H 116 cm, Gewicht 15,5 kg

Geeicht nach NAWI Klasse III und nach MDD Klasse IIa geprüft



HUR Analyse-Station

Die HUR Analyse-Station ist Teil des HUR-SmartTouch-EccoSystems. Sie ermöglicht genaue Messungen der Körperzusammensetzung selbstständig oder durch das Personal.

In Kombination mit der **Tanita MC-780MA-P** Waage liefert sie medizinische Messergebnisse in klaren Grafiken. Die Messungen und Ergebnisse werden in das HUR SmartTouch-System integriert und unterstützen die individuelle Überwachung von Training und Rehabilitation.



Tanita DC 430 MA S und MA P

Standardausstattung

- Körperanalysewaage
- Körperanalyse in 15 Sekunden
- Mit und ohne Stativ erhältlich
- Eingebauter Drucker
- SD-Kartenvorrichtung
- HUR Software kompatibel
- Max. Wiegekapazität 270 kg mit 100g Präzision
- Maße mit Stativ B 36 x T 36 x H 107 cm, Gewicht 13 kg

Geeicht nach NAWI Klasse III und nach MDD Klasse IIa geprüft