

HUR - Performance Recorder

Isometrische Kraftmessung



Der **HUR Performance Recorder** ist ein tragbares Messgerät zur Ermittlung der isometrischen Maximalkraft. Er kann direkt an alle HUR-Trainingsgeräte angeschlossen werden, die über einen Sensoranschluss für den Isometrietest verfügen.

Die Testergebnisse werden direkt über den Gerätebildschirm in die SmartTouch-Software übertragen.

Zusätzlich wird eine Analysesoftware für analoge HUR Trainings mitgeliefert.

HUR Performance Recorder PC-Software

Serienausstattung

- Messung der isometrischen Maximalkraft
- Allgemeine Datenerfassung
- Gerätedatenbank
- Datenbank mit Gruppen und Personen
- Speichern der Testergebnisse zum weiteren Analysieren und Vergleichen
- Druckbare Testberichte
- Transport- und Aufbewahrungskoffer

