

HUR Pulley

-funktionelles Seilzugtraining

Die pneumatischen Zugapparate von HUR sind für Sportler, Senioren, Reha-Patienten und Personen im Rollstuhl geeignet. Das Natural Transmission®-System ermöglicht das Training unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit. Eigene Übungen können in der Software hinterlegt werden. Die Pulleys sind computergesteuert oder mit analogem Display erhältlich. (Medizinprodukte nach EU-Verordnung 2017/745 Klasse I)

HUR Pulley Modelle



Pulley Standmodell

8821 Pulley
max. Widerstand 40 kg
(20 kg/Seite)
8831 Pulley HD
max. Widerstand 60 kg
(30 kg/Seite)
B 136 x T 145 x H 215cm
Gewicht 82 kg



Pulley Wandmodell

8820 Pulley
max. Widerstand 40 kg
(20 kg/Seite)
8830 Pulley HD
max. Widerstand 60 kg
(30 kg/Seite)
B 83 x T 87 x H 215cm
Gewicht 49 kg

Serienausstattung

- 3 Handgriff (2-teilig)
- 2 Beingurt
- 4 Gurtverlängerung
- 1 Verstellbare Stützgriffe

Optionen

- 54 15,6" Touchdisplay
- 5 Crossover
- 6 Pulley-Ruderbank
- 3 Handgriff
- 2 Beingurt
- 4 Gurtverlängerung
- 9 Oberschenkel-/Schultergurt
(inkl. Gurtverlängerung)
- 8 Taillengurt
(inkl. Gurtverlängerung)
- 10 Tetra-Handschuh
- 7 Handschuh mit Griffifixierung
links bzw. rechts
- 12 Pulley-Zugstange
- 11 Trizepsstange für Pulley
- 13 Pulley Zubehörpaket
- 14 abnehmbare Bruststütze
- 15 Pulley 2 in 1 Füße
- 16 Pulley 3 in 1 Füße
- 17 Kopfhalterung




Pulley Standmodell 2 in 1



Pulley Standmodell 3 in 1



Crossover



HUR Pulley

Standards, Optionen & Anbauteile

1. Verstellbare Stützgriffe für Pulley:

Die Standardausführung des HUR Pulley verfügt über zwei verstellbare Griffe, die zur Unterstützung beim Training mit den Beinen verwendet werden können. Griffe können nach unten weggeklappt werden, um den vollen Zugang zum Gerät zu gewährleisten.



2. Beimgurt für Pulley (8211)

Die Standardausführung des HUR Pulley enthält einen gepolsterten Beimgurt inklusive Gurtverlängerung. Beingurte sind auch als Zubehör zum HUR Pulley erhältlich.



3. Handgriff für Pulley (8210)

Die Standardausführung des HUR Pulley enthält 1 Paar Handgriffe. Handgriffe sind auch als Zubehör zum HUR Pulley erhältlich.



4. Gurtverlängerung für Pulley (8214)

Die Standardausführung des HUR Pulley enthält eine Gurtverlängerung, die das Training mit anderem HUR Pulley-Zubehör erleichtert.



5. Pulley-Crossover-Station (8805)

Mit dem modularen Design der HUR-Pulley-Geräte können verschiedene Gerätekombinationen zusammengestellt werden. So können z.B. HUR Pulley 2 in 1 und HUR Pulley 3 in 1 zu einer Crossover-Station kombiniert werden. In diesem Fall stehen fünf Trainingsstationen sowie eine Crossover-Station zur Verfügung.

Die HUR Pulley-Crossover-Station kann mit allen HUR Pulley-Geräten kombiniert werden.



6. Pulley-Ruderbank (8206)

Die Ruderbank ist optional für den HUR Pulley erhältlich und ermöglicht die Verwendung des Geräts als Rudermaschine bzw. für Lat-Pull down- und Biceps/Tricepsübungen. Zum flexiblen Transport ist die Bank mit Transportrollen ausgestattet.



7. Handschuhe mit Griff-Fixierung (8216 & 8217)

Mit dem Stangenhandschuh ist es während der Ausführung einer Übung einfacher z. B. die HUR Pulley-Zugstange (8220) zu halten.

Ein Stangenhandschuh ist bei Griffschwäche, Gelenkschmerzen oder ähnlichen Beschwerden sinnvoll. Die Handschuhe sind für links und rechts in schwarz erhältlich.



HUR Pulley

Standards, Optionen & Anbauteile

8. Taillengurt für Pulley (8213)

Gepolsterte Taillengurte sind für den HUR Pulley optional erhältlich und werden mit einer Gurtverlängerung (8214) ausgeliefert.



9. Oberschenkel-/Schultergurt für Pulley (8212)

Gepolsterte Oberschenkel-/Schultergurte sind für den HUR Pulley optional erhältlich und werden mit einer Gurtverlängerung (8214) ausgeliefert.



10. Tetra-Handschuh für Pulley (8215)

Tetra-Handschuhe sind für den HUR Pulley optional erhältlich. Sie ermöglichen ein Training mit dem Pulley-Gerät, auch wenn der Nutzer über keinerlei Griffkraft verfügt.



11. Trizepsstange für Pulley (8221)

Trizepsstangen sind für den HUR Pulley optional erhältlich. Es handelt sich dabei um eine schmale Zugstange für Trizepsübungen.



12. Pulley-Zugstange (8220)

Breite Zugstangen sind für den HUR Pulley optional erhältlich und für Zugübungen geeignet.



13. Pulley Zubehörpaket (8223)

inklusive; 8211, 8212, 8213, 8216, 8217, 8220, 8221



14. Abnehmbare Bruststütze für Pulley (8224)

stabilisiert den Oberkörper beim Training im Rollstuhl.



15. Pulley 2 in 1 Füße (8202)



16. Pulley 3 in 1 Füße (8203)



17. Pulley Kopfhalterung

