

HUR SmartBalance

Balance Test-und Trainingslösungen

Das Gleichgewicht ist nicht nur für die sportliche Leistung von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Unterstützung unserer täglichen Aktivitäten. In Kombination mit dem HUR SmartTouch Sturzpräventionskonzept ist die SmartBalance ein wichtiger Bestandteil für ein erfolgreiches und evidenzbasiertes Programm zur Sturzprävention. Die HUR Balance Test-und Trainingsstationen und portablen Messplatten sind mit der Balance-Premium-Software* für Laptops oder der SmartBalance-Software* für Touchscreen erhältlich. Inkl. Körperwaage

HUR SmartBalance Paket 2031



- BTG4- Balancetrainer mit Geländer
 - niedrige Einstiegshöhe, breiter Einstieg
 - All-in-One-Touchscreen-Computer (interaktiv)
 - HUR SmartBalance Software, einfach zu bedienen, übersichtliche Ergebnisse in Ampelfarben, Gleichgewichtswerten und Trainingsrichtlinien
 - RFID-Leser
 - Schaumstoffauflage zur Simulation eines instabilen Untergrunds
 - Client-Modus für eigenständiges Training
 - Motivationstraining mit interaktiven Computerspielen
 - max. Nutzergewicht 200 kg
- Maße: B 107 x T 102 x H 181 cm, Gewicht 60 kg



BTG4 Balancetrainer 2204



- Balancetrainer transportabel, ohne Geländer
- Umfassende Test- und Trainingsfunktionen
- Unterstützt Training des Rumpfgleichgewichts im Sitzen, auch mit großem Rollstuhl
- Noch transportierbar – nur 15 kg
- Für das professionelle Testen und Trainieren des Gleichgewichts
- Maße B 96 x T 70 x H 6,5 cm
- Gewicht 15 kg
- Tasche und Schaumstoffkissen für Rombergtest

Force Plattform 2203



- Hochpräzise tragbare & fest montierte Kraftmessplattform für Sprungtests
- Benutzerfreundliche Software zur Anzeige von über 20 Parametern direkt nach dem Sprung.
- Umfassende Test- und Trainingsfunktionen
- Unterstützt Training des Rumpfgleichgewichts im Sitzen, auch mit großem Rollstuhl
- Maße B 81 x T 61 x H 6 cm
- Gewicht 16,45 kg

*alle Messplatten sind mit der HUR SmartTouch Software kompatibel

HUR SmartBalance

Funktionen und Trainingsspiele

Standardausstattung

Schaltfläche zur Erklärung der Ergebnisse. Die gemessenen Parameter werden erklärt, und der Benutzer erhält Informationen zu empfohlenen Übungen für Kraft- und Gleichgewichtstraining.

Die Software bietet einen mit Ampelfarben gekennzeichneten Vergleichsmodus zur Nachverfolgung des Trainingsfortschritts des Nutzers.

SmartBalance Trainingsspiele

- Tux-Kart Rennspiel
- TBalance Score
- Romberg Test
- N-Back Test
- Stop-Signal Test
- Labyrinth
- Tennis
- Space Shooter
- Stabilitätsgrenztest
- Ski Jump
- Chase (Verfolgung)
- Stepper
- StaticPattern (statische Muster)
- Motivationsspiele:
- Pinguin Racer
- Snake

Tux-Kart Rennspiel



Balance Score



SmartBalance SUNBEAM-Modul

Die HUR SmartBalance hat ein Update erhalten. Ab sofort ist das SUNBEAM-Protokoll als Modul verfügbar. Das progressives Kraft- und Gleichgewichtstraining zur Sturzprävention wurde speziell für die Altenpflege entwickelt. Mit diesem neuen Modul wird das Training noch effektiver und vielseitiger.

Standardausstattung SUNBEAM-Modul

- Dynamische und statische Übungen/Tests
- Zusätzliches Training für Schritte und Kognition
- Alle Ergebnisse werden gespeichert und visualisiert

Balance Training



für effektive
Ergebnisse

Krafttraining

