



Das HUR Offload ist ein pneumatisches Entlastungssystem. Es ermöglicht eine stufenlos einstellbare Gewichtsentlastung auf dem Laufband.

Einsatzbereich

Herzinfarkt
 Wirbelsäulenverletzungen
 Gleichgewichtsstörungen
 Neurologische Störungen
 Balancetraining
 Amputation
 Orthopädie



Ausstattung

Druckluft Technologie (Pneumatik)

ermöglicht eine konstante Entlastung in Verbindung mit einer fließenden Bewegung

Stufenlose Anpassung

optimale Steuerung des Fortschritts durch stufenlos einstellbare Entlastung

Einfacher Zugang

durch offene Konstruktion ideal für ältere Personen und Rollstuhlfahrer.

Benutzerfreundlich

Einstellung der Gewichtsentlastung durch Drücken eines Knopfs.

2-Seile-System

erlaubt dem Nutzer sich seitlich und nach hinten zu drehen.

Technische Daten

HUR Offload 6100 Rahmenhöhe 231 cm

Standardbreite B 149 x T 236, Gewicht 117 kg, max. Breite Laufband 95 cm

Breites Gestell B 169 x T 236, Gewicht 125 kg, max. Breite Laufband 115 cm

HUR Offload 6102 Rahmenhöhe 259 cm

Standardbreite B 149 x T 236, Gewicht 120 kg, max. Breite Laufband 95 cm

Breites Gestell B 169 x T 236, Gewicht 128 kg, max. Breite Laufband 115 cm

max. Nutzergewicht 250 kg, max. Gewichtsentlastung 139 kg, erforderlicher Fallraum hinter dem Laufband: 2,00 m



Gewichtsentlastungsgurt

Der HUR Gewichtsentlastungsgurt bietet maximale Unterstützung. Er verteilt die Druckbelastung gleichmäßig auf alle Rumpfreionen, ohne die Beweglichkeit auf die Beine einzuschränken.



Neopren-Laufgurt (Laufen und Sprinten)
Größe S-XL; max. Belastung 150 kg



Ergo-Laufgurt (Gehen und Walken)
Größe XXS-XL; max. Belastung 180 kg



Das HUR-Offload wird mit einem Laufgurt in Universal-Größe ausgeliefert

HUR Lode Laufband

In Verbindung mit dem HUR Offload empfehlen wir das HUR Lode-Laufband für Prävention und Rehabilitation



Ausstattung

Geschwindigkeit 0,1-20 km/h

stufenlos einstellbar

Extrem niedrige Einstiegshöhe von 17 cm

Positive Steigung 24 %, Einstellschritte 0,5 %

Notstopp am vorderen Handlauf für zusätzliche Sicherheit

Technische Daten:

Max. Nutzergewicht: 255 kg

Maße Lauffläche: L 150 x B 50 cm

Geräteabmessung: L 213 x B 76 x H 132-150 cm

Gewicht: 149 kg

Zertifizierung:

CE Klasse I gemäss MDD 93/42/EEC