

HUR Cardio-Geräte



Standardausstattung 900 med

Die 900 med Cardiogerätelinie überzeugt mit vielen technischen Neuerungen, sowohl im Bereich der Hardware als auch der Software:

- 7-Zoll kapazitives Touch-Display mit attraktiver, vollfarbiger Darstellung
- optionale Programmpakete erweitern die Standardtrainingsprogramme z.B. um Isokinetik-Training, Intervalle, Tests beim Fahrradergometer und Serious Games bei bestimmten Gerätetypen.
- Standard beim Fahrradergometer, dem Liegefahrrad und dem Crosstrainer ist eine Darstellung der Kraftverteilung zwischen den Körperseiten, das motion balance light system.
- alle Geräte, bis auf die Laufbänder, sind auch mit den meisten verfügbaren Optionen ohne externen Stromanschluss zu nutzen.

CE-Kennzeichnung für **Medizinprodukte nach EN 93/42 EWG** -



HUR motion cycle 900 med

Standardausstattung

- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- vertikal und horizontal verstellbarer Sattel
- Leistungsbereich 15-500 Watt (med)
- Mono-Riemenantrieb, selbst nachstellend
- seitenabhängige Leistungsanzeige
- max. Nutzergewicht: 150 kg
- Maße 900 med: L 119 x B 65 x H 145 cm, 58 kg

Optionen*

- Nutzergewichtserhöhung auf 200 kg
- längenverstellbare Kurbeln, werkzeuglos einstellbar
- Lenkerverstellung, easy move Rollenhubsystem



HUR motion relax 900 med

Standardausstattung

- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- horizontale Sitzverstellung, Lehnenverstellung
- tiefer, breiter Durchstieg
- Mono-Riemenantrieb, selbst nachstellend
- seitenabhängige Leistungsanzeige
- netzunabhängiger Leistungsbereich 15-500 Watt (med)
- max. Nutzergewicht: 150 kg
- Maße 900 med: L 173 x B 65 x H 133 cm, 80 kg
- (Maße relax boosted: L 173 x B 78 x H 133 cm, 102 Kg)

Optionen*

- boosted relax 200: Nutzergewichtserhöhung auf 200 kg,
- boosted relax 250: Nutzergewichtserhöhung auf 250 kg, mit Drehsitz und erhöhten, breiteren Lehnen
- Pedalschuh
- längenverstellbare Kurbeln, werkzeuglos einstellbar



HUR motion stair 900 med

Standardausstattung

- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- auto-weighting-system (Ermittlung des Nutzergewichtes) für korrekte Watt und Kalorienanzeige
- große Bewegungsvielfalt durch pedalunabhängiges System
- Nutzergewicht 150 kg
- Leistungsbereich 4-27 m/min Sinkgeschwindigkeit
- Maße 900 med: L 102 x B 73 x H 160 cm, 79 kg

HUR Cardio-Geräte



HUR motion body 900 med



Standardausstattung

- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- Vor- und Rückwärtsbewegung
- Training im Stehen oder Sitzen möglich durch weiten Verstellweg und entnehmbaren Sitz
- Vor- und Rückwärtsbewegung, V-Kurbel asynchron oder synchron
- einstellbar, ergonomische Leki®-Griffe mit Vorbereitung für Clipbefestigung
- Leistungsbereich 15-500 Watt, 15-140 U/min
- max. Nutzergewicht Standmodell: 150 kg
- max. Nutzergewicht Wandmodell: keine Begrenzung
- Maße 900 med Stand: L 116 x B 77 x H 155 cm, 98 kg
- Maße 900 med Wand: L 63 x 56 x 155 cm, 48 kg

Optionen*

- Nutzergewichtserhöhung auf 200 kg
- Plattform für leichteren Rollstuhlzugang



HUR motion cross 900 med

Standardausstattung

- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- Vor- und Rückwärtsbewegung mit Schrittlänge von 43 cm
- große, rutschhemmende Fußtritte
- niedrige Auftrittshöhe von ca. 17 cm
- einstellbare Drehzahlbegrenzung für mehr Sicherheit
- Leistungsbereich 100-500 Watt, 15-140 U/min
- max. Nutzergewicht: 150 kg
- Maße 900 med: L 200 x B 65 x H 169 cm, 101 kg

Optionen*

- Nutzergewichtserhöhung auf 200 kg



HUR motion sprint 900 med

Standardausstattung

- Quickstart, Zeittraining, Pulstraining
- gelenkschonende Lauffläche
- energiesparender, bürstenloser 1100 W DC-Motor
- Zahnriemengeführtes Lamellensystem
- Not-Stop-System mit Magnetleine
- Lauffläche 155 x 50 cm
- Geschwindigkeit 0,1-17 km/h, SL med: 0-15% Neigung
- pulsgesteuerte Programme neigungs- oder geschwindigkeitsabhängig
- Nutzergewicht SL/SE 160 kg
- Maße 900 med: L 173 x B 76 x H 145 cm, 177 kg (SE 156 kg)

Optionen*

- Nutzergewichtserhöhung 900 SE auf 250 kg
- Achselstütze, Laufrichtungsumkehr, Barrengeländer